

Herzfrequenz für Laufbänder

Herzfrequenz in Schlägen pro Minute

Original
Qualität
Option



Herzfrequenz in Schlägen pro Minute

Diese Option zeigt die Herzfrequenz in Schlägen pro Minute auf dem Display der Steuereinheit an und bietet die Möglichkeit des pulsgesteuerten Laufens auf allen Laufbandmodellen. Der Proband trägt einen Gürtel mit einem Sensor. Hinweis: Dies ist nur möglich in Kombination mit installierter Steuereinheit-Option.

Hohe Standards

Lode ist ein sozial und ökologisch verantwortliches Unternehmen. Alle Lode-Produkte sind RoHS/WEEE-konform. Lode ist ISO 9001:2015, and ISO 13485:2016 zertifiziert. Die medizinischen Produkte sind konform MDD 93/42/EEC einschl. IEC 60601-1.



Originalzubehör

Zubehör nach den Lode-Qualitätsstandards entworfen und gefertigt

Spezifikationen

Genauigkeit

Maximale Herzfrequenz	240 bpm
Minimale Herzfrequenz	15 bpm

Minimale Systemvoraussetzungen

Maximale Abstand von Empfänger	80 cm
--------------------------------	-------

Bestellinfo

Teilenummer: 945801

**Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.*