

Verstellbare Sportkurbeln inkl. Kinderbereich

Original
Qualität
Option

Optimale Kraftanwendung



Optimale Kraftanwendung

Spezielle, stufenlos einstellbare Kurbeln für den Einbau in der Lode-Fabrik. Reichweite von 95 185 mm; minimale Beinlänge: 650 mm, im Handel erhältliche Klickpedale können montiert werden. Diese Option wird geliefert anstelle von den originalen Pedalen.

Hohe Standards

Lode ist ein sozial und ökologisch verantwortliches Unternehmen. Alle Lode-Produkte sind RoHS/WEEE-konform. Lode ist ISO 9001:2015, und ISO 13485:2016 zertifiziert. Die medizinischen Produkte sind konform MDD 93/42/EEC einschl. IEC 60601-1.



Originalzubehör

Zubehör nach den Lode-Qualitätsstandards entworfen und gefertigt

Spezifikationen

Komfort

Mindest-Beinlänge Proband	635 mm	25 inch
Kurbelverstelllänge	90 mm	3.5 inch
Maximale Kurbellänge	185 mm	7.3 inch
Mindest-Kurbellänge	95 mm	3.7 inch

Bestellinfo

Teilenummer: 925808

**Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.*



ISO 9001:2016 and ISO 13485:2016

Lode B.V.
Zernikepark 16
9747 AN Groningen
The Netherlands
Tel: +31 50 5712811
Fax: +31 50 5716746
E-mail: ask@lode.nl
Internet: www.lode.nl