

Pedalschuhe (Paar)


Zusätzliche Stabilität beim Fahren

Original
Qualität
Option



Zusätzliche Stabilität beim Fahren

Ein Paar Pedalschuhe zur Fußfixierung, um ein Treten in Liegeposition zu ermöglichen. Diese Pedalschuhe ersetzen die Standardpedale des Ergometers. Wenn Sie sie zusätzlich zum Standardpedal bestellen möchten, verwenden Sie bitte die Teilenummer P917803 bei Ihrer Bestellung.



Multifunktional

Das Ergometer kann in verschiedenen Ergometrieumgebungen verwendet werden, so dass ein multifunktionaler Einsatz gegeben ist.

**7
watt**

Extrem niedrige Anfangslast

Dank der extrem niedrigen Anfangsbelastung von 7 Watt und der Verstellbarkeit in kleinen Schritten von 1 Watt ist das Ergometer hervorragend für viele verschiedene Anwendungen geeignet. Die standardmäßige Steuereinheit zeigt mehrere Ergometerparameter, zudem können Sie Ihre Standardeinstellungen und Ihr Anfangsmenü selbst festlegen.

Stabilität

Da Sportler immer leistungsfähiger werden und Tests zunehmend extrem, ist das Ergometer für hohe Belastungen von bis zu 2500 Watt ausgelegt. Selbst die stärksten Athleten erhalten eine stabile und komfortable Basis.



Pedalschuhe (Paar)

Zusätzliche Stabilität beim Fahren

Original
Qualität
Option

Spezifikationen

Komfort

Schuhgröße in Pedalschuh EU	32 - 41
Schuhgröße in Pedalschuh US male	1 - 8
Schuhgröße in Pedalschuh US female	1 - 9
Schuhgröße in Pedalschuh UK	12.5 (ch) - 7.5 (ad)

Maße

Produktlänge (mm)	240 mm
Produktbreite (in mm)	90 mm

Bestellinfo

Teilenummer: 917803

**Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.*