

# Pädiatrische Pedalschuhe (Paar)


Original  
Qualität  
Option

Pedalschuhe für Kinder



## Pedalschuhe für Kinder

Pedalschuhe, mit denen Kinder im Liegen radeln können



### Multifunktional

Das Ergometer kann in verschiedenen Ergometrieumgebungen verwendet werden, so dass ein multifunktionaler Einsatz gegeben ist.

**7  
watt**

### Extrem niedrige Anfangslast

Dank der extrem niedrigen Anfangsbelastung von 7 Watt und der Verstellbarkeit in kleinen Schritten von 1 Watt ist das Ergometer hervorragend für viele verschiedene Anwendungen geeignet. Die standardmäßige Steuereinheit zeigt mehrere Ergometerparameter, zudem können Sie Ihre Standardeinstellungen und Ihr Anfangsmenü selbst festlegen.

### Stabilität

Da Sportler immer leistungsfähiger werden und Tests zunehmend extrem, ist das Ergometer für hohe Belastungen von bis zu 2500 Watt ausgelegt. Selbst die stärksten Athleten erhalten eine stabile und komfortable Basis.



# Pädiatrische Pedalschuhe (Paar)

Pedalschuhe für Kinder

Original  
Qualität  
Option

## Spezifikationen

### Komfort

Schuhgröße in Pedalschuh EU	24 - 31
Schuhgröße in Pedalschuh US male	8 - 13
Schuhgröße in Pedalschuh UK	6.5 - 12

### Maße

Produktlänge (mm)	170 mm
Produktbreite (in mm)	60 mm

### Bestellinfo

Teilenummer: 917833

*\*Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.*