

# Pedalschuhe extra groß


Für große Füße

Original  
Qualität  
Option



## Für große Füße

Extra große Pedalschuhe für Liegeergometrie



### Multifunktional

Das Ergometer kann in verschiedenen Ergometrieumgebungen verwendet werden, so dass ein multifunktionaler Einsatz gegeben ist.

**7  
watt**

### Extrem niedrige Anfangslast

Dank der extrem niedrigen Anfangsbelastung von 7 Watt und der Verstellbarkeit in kleinen Schritten von 1 Watt ist das Ergometer hervorragend für viele verschiedene Anwendungen geeignet. Die standardmäßige Steuereinheit zeigt mehrere Ergometerparameter, zudem können Sie Ihre Standardeinstellungen und Ihr Anfangsmenü selbst festlegen.

### Stabilität

Da Sportler immer leistungsfähiger werden und Tests zunehmend extrem, ist das Ergometer für hohe Belastungen von bis zu 2500 Watt ausgelegt. Selbst die stärksten Athleten erhalten eine stabile und komfortable Basis.



# Pedalschuhe extra groß

Für große Füße

Original  
Qualität  
Option

## Spezifikationen

### Komfort

Schuhgröße in Pedalschuh EU	42 - 48
Schuhgröße in Pedalschuh US male	8.5 - 13.5
Schuhgröße in Pedalschuh US female	9.5 - 13
Schuhgröße in Pedalschuh UK	8 - 13

### Maße

Produktlänge (mm)	320 mm
Produktbreite (in mm)	110 mm

### Bestellinfo

Teilenummer: 917834

*\*Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.*