

Steuereinheit mit 7" Touchscreen für Laufband

Original
Qualität
Option

Multifunktional



Multifunktional

Möglichkeit die Laufbänder zu steuern mit Hilfe einer Touchscreen. Die Auslesung ist verfügbar in über 15 Sprachen. Verschiedene Parameter können ausgelesen werden: - Aktuelle und Ziel Neigung; - Aktuelle und Ziel Geschwindigkeit; - Abstand; - Zeit; - Energie; - Modus; - Höhe; - Herzfrequenz (nur in Kombination mit der HR Option); - Blutdruck (nur in Kombination mit der BPM Option); - Sauerstoffsättigung (nur in Kombination mit der SpO2 Option).

Multifunktional

Das Laufband kann in verschiedenen Ergonomiebereichen eingesetzt, wie Kardiologie, Lungenfunktion, Rehabilitation, Sportmedizin und Physiotherapie. Es kann als eigenständige Einheit betrieben oder von anderen Geräten gesteuert werden.

Einfach zu bedienen

Für Lode-Produkte bedeutet dies:

- einfach zu verbinden
- leicht zu bewegen
- einfache Benutzeroberfläche

Hohe Standards

Lode ist ein sozial und ökologisch verantwortliches Unternehmen. Alle Lode-Produkte sind RoHS/WEEE-konform. Lode ist ISO 9001:2015, and ISO 13485:2016 zertifiziert. Die medizinischen Produkte sind konform MDD 93/42/EEC einschl. IEC 60601-1.

0.1
km/h

Kleine Einstellungsschritte

Die Geschwindigkeit des Laufbands kann in winzigen Schritten von nur 0,1 km/h eingestellt werden!



Originalzubehör

Zubehör nach den Lode-Qualitätsstandards entworfen und gefertigt



Vielseitige Schnittstellen

Verschiedene Schnittstellenprotokolle sorgen für optimale Kommunikation mit allen üblichen Belastungs-EKG- und Spirometrie-Geräten



Robustes Design

Das Produkt ist so konzipiert, dass es dauerhaft starker Beanspruchung durch Personen in den meisten Gewichten und Größen standhält.

Spezifikationen



Steureinheit mit 7" Touchscreen für Laufband

Original
Qualität
Option

Multifunktional

Englische Benutzerschnittstelle

Chinesische Benutzeroberfläche

Kroatische Benutzeroberfläche

Tschechische Benutzerschnittstelle

Dänische Benutzerschnittstelle

Holländische Benutzerschnittstelle

Finnische Benutzerschnittstelle

Französische Benutzerschnittstelle

Deutsche Benutzerschnittstelle

Griechische Benutzeroberfläche

Ungarische Benutzeroberfläche

Italienische Benutzerschnittstelle

Japanische Benutzerschnittstelle

Koreanische Benutzerschnittstelle

Lettische Benutzeroberfläche

Litauische Benutzeroberfläche

Norwegische Benutzerschnittstelle

Polnische Benutzerschnittstelle

Portugiesische Benutzerschnittstelle

Rumänische Benutzeroberfläche

Russische Benutzerschnittstelle

Spanische Benutzerschnittstelle

Schwedische Benutzeroberfläche

Türkische Benutzerschnittstelle

Ukrainische Benutzerschnittstelle

Auslesung Neigung

Auslesung Zielneigung

Auslesung Abstand

Auslesung Geschwindigkeit

Auslesung Zielgeschwindigkeit

Auslesung Herzfrequenz

Auslesung Energie

Auslesung Zeit

Auslesung Modus

Auslesung Höhe

Auslesung Btudruck

Auslesung SpO2

Manueller Betriebsmodus

Schnellstart Bedienung

Lode LRM Schnittstellen Protokoll

HP Cosmos Schnittstellen Protokoll

Woodway Schnittstellen Protokoll

Trackmaster Schnittstellen Protokoll

GE Schnittstellen Protokoll

Maße

Bildschirmauflösung

800 x 240 pixels

Produkttiefe (cm)

10 cm

3.9 inch

Produktlänge (cm)

24 cm

9.4 inch

Produktbreite (cm)

18 cm

7.1 inch

Bestellinfo

Teilenummer: 945814

*Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.



FOR LIFE | UNDERSTANDING
MOVEMENT & PERFORMANCE

ISO 9001:2016 and ISO 13485:2016

Lode B.V.
Zernikepark 16
9747 AN Groningen
The Netherlands
Tel: +31 50 5712811
Fax: +31 50 5716746
E-mail: ask@lode.nl
Internet: www.lode.nl