

# Einstiegplatte Valiant Ultra

Einfache Aufstieg

Original  
Qualität  
Option



## Einfache Aufstieg

Schräge Platte hinten am Laufband für ein einfaches Einsteigen.



## Hohe Standards

Lode ist ein sozial und ökologisch verantwortliches Unternehmen. Alle Lode-Produkte sind RoHS/WEEE-konform. Lode ist ISO 9001:2015, and ISO 13485:2016 zertifiziert. Die medizinischen Produkte sind konform MDD 93/42/EEC einschl. IEC 60601-1.



## Originalzubehör

Zubehör nach den Lode-Qualitätsstandards  
entworfen und gefertigt



# Einstiegplatte Valiant Ultra

Einfache Aufstieg

Original  
Qualität  
Option

## Spezifikationen

### Maße

Produktlänge (cm)	170 cm	66.9 inch
Produktbreite (cm)	125 cm	49.2 inch
Produkthöhe	31 cm	12.2 inch

### Bestellinfo

Teilenummer: 938852

*\*Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.*



**FOR LIFE** | UNDERSTANDING  
MOVEMENT & PERFORMANCE

ISO 9001:2016 and ISO 13485:2016

Lode B.V.  
Zernikepark 16  
9747 AN Groningen  
The Netherlands  
Tel: +31 50 5712811  
Fax: +31 50 5716746  
E-mail: ask@lode.nl  
Internet: www.lode.nl