

Einstiegplatte Valiant Ultra

Einfache Aufstieg

Original
Qualität
Option



Einfache Aufstieg

Schräge Platte hinten am Laufband für ein einfaches Einsteigen.



Hohe Standards

Lode ist ein sozial und ökologisch verantwortliches Unternehmen. Alle Lode-Produkte sind RoHS/WEEE-konform. Lode ist ISO 9001:2015, and ISO 13485:2016 zertifiziert. Die medizinischen Produkte sind konform MDD 93/42/EEC einschl. IEC 60601-1.



Originalzubehör

Zubehör nach den Lode-Qualitätsstandards
entworfen und gefertigt



Einstiegplatte Valiant Ultra

Einfache Aufstieg

Original
Qualität
Option

Spezifikationen

Maße

Produktlänge (cm)	170 cm	66.9 inch
Produktbreite (cm)	125 cm	49.2 inch
Produkthöhe	31 cm	12.2 inch

Bestellinfo

Teilenummer: 938852

**Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.*



FOR LIFE | UNDERSTANDING
MOVEMENT & PERFORMANCE

ISO 9001:2016 and ISO 13485:2016

Lode B.V.
Zernikepark 16
9747 AN Groningen
The Netherlands
Tel: +31 50 5712811
Fax: +31 50 5716746
E-mail: ask@lode.nl
Internet: www.lode.nl