

Lagerungskarre für Ergometer und Polster

Original
Qualität
Option



Bequemes Bett für den Patienten

- weiches Bett
- einfacher Einstieg
- Liegerolle enthalten
- Kopfstützen
- Handgriffe



Originalzubehör

Zubehör nach den Lode-Qualitätsstandards
entworfen und gefertigt



Lagerungskarre für Ergometer und Polster

Original
Qualität
Option

Spezifikationen

Maße

| | | |
|--------------------|-------|-----------|
| Produktlänge (cm) | 69 cm | 27.2 inch |
| Produktbreite (cm) | 85 cm | 33.5 inch |
| Produkthöhe | 62 cm | 24.4 inch |
| Produktgewicht | 24 kg | 52.9 lbs |

Bestellinfo

Teilenummer: 917818

**Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.*