

Verkürzter Sattelkolben

Mehr Flexibilität für kleinere Personen

Original
Qualität
Option



Mehr Flexibilität für kleinere Personen

Die verkürzte Sattelwelle ist von 152 bis 775 mm einstellbar. Die minimale Beinlänge beträgt 622 mm bei standard Pedalen und 532 mm bei verstellbaren Pedalen. Die minimale Sattelhöhe 452 mm. NB: diese Option kann nicht kombiniert werden mit der elektrisch verstellbaren Sattelhöhe Optin (#960810)



Multifunktional

Das Ergometer kann in verschiedenen Ergometrieumgebungen verwendet werden, so dass ein multifunktionaler Einsatz gegeben ist.

Hohe Standards

Lode ist ein sozial und ökologisch verantwortliches Unternehmen. Alle Lode-Produkte sind RoHS/WEEE-konform. Lode ist ISO 9001:2015, und ISO 13485:2016 zertifiziert. Die medizinischen Produkte sind konform MDD 93/42/EEC einschl. IEC 60601-1.



Originalzubehör

Zubehör nach den Lode-Qualitätsstandards entworfen und gefertigt



Verkürzter Sattelkolben

Mehr Flexibilität für kleinere Personen

Original
Qualität
Option

Spezifikationen

Komfort

Mindest Beinlänge, mit verstellbaren Pedalen

532 mm

20.9 inch

Bestellinfo

Teilenummer: 960806

**Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.*



FOR LIFE | UNDERSTANDING
MOVEMENT & PERFORMANCE

ISO 9001:2016 and ISO 13485:2016

Lode B.V.
Zernikepark 16
9747 AN Groningen
The Netherlands
Tel: +31 50 5712811
Fax: +31 50 5716746
E-mail: ask@lode.nl
Internet: www.lode.nl