

Einstellbare Beschleunigung und Verzögerung für Katana & Ultra

Original
Qualität
Option

Flexibel Testen



Flexibel Testen

Diese Option ermöglicht es, die Geschwindigkeit der Beschleunigung (und Verzögerung) des Katana & Ultra Laufbandes einzustellen. Die Standardbeschleunigung beträgt 6 Sekunden pro 10 km. Diese Option ermöglicht die Einstellung des Wertes zwischen 3 und 24 Sekunden pro 10 km.

Sanfte Beschleunigung

Alle Laufbänder haben eine sanfte Beschleunigung von 0 km/h zur Anfangsgeschwindigkeit.

Multifunktional

Das Laufband kann in verschiedenen Ergonomiebereichen eingesetzt, wie Kardiologie, Lungenfunktion, Rehabilitation, Sportmedizin und Physiotherapie. Es kann als eigenständige Einheit betrieben oder von anderen Geräten gesteuert werden.

Hohe Standards

Lode ist ein sozial und ökologisch verantwortliches Unternehmen. Alle Lode-Produkte sind RoHS/WEEE-konform. Lode ist ISO 9001:2015, and ISO 13485:2016 zertifiziert. Die medizinischen Produkte sind konform MDD 93/42/EEC einschl. IEC 60601-1.



Geräuscharm

Materialauswahl, raffinierte Komponenten und präzise Fertigungstechniken führen zu geringer Geräuschentwicklung.

0.1
km/h

Kleine Einstellungsschritte

Die Geschwindigkeit des Laufbands kann in winzigen Schritten von nur 0,1 km/h eingestellt werden!



Einstellbare Beschleunigung und Verzögerung für Katana & Ultra

Original
Qualität
Option

Flexibel Testen

Geschwindigkeits-Einstellungsschritte

0.1 km/h

0.1 mph

Bestellinfo

Teilenummer: 945847

**Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.*