

Verstellbare Kurbeln

Optimale Kraftanwendung

Original
Qualität
Option



Optimale Kraftanwendung

Verstellbarkeit der Kurbeln für eine optimale Kraftanwendung bei unterschiedlichen Gliedmaßenlängen. Die Kurbeln können in einem Bereich von 80 bis 180 mm in Schritten von 5 mm verstellt werden. Diese Option wird geliefert anstelle von den originalen Pedalen.



Multifunktional

Das Ergometer kann in verschiedenen Ergometrieumgebungen verwendet werden, so dass ein multifunktionaler Einsatz gegeben ist.

Hohe Standards

Lode ist ein sozial und ökologisch verantwortliches Unternehmen. Alle Lode-Produkte sind RoHS/WEEE-konform. Lode ist ISO 9001:2015, und ISO 13485:2016 zertifiziert. Die medizinischen Produkte sind konform MDD 93/42/EEC einschl. IEC 60601-1.



Originalzubehör

Zubehör nach den Lode-Qualitätsstandards entworfen und gefertigt



Verstellbare Kurbeln

Optimale Kraftanwendung

Original
Qualität
Option

Spezifikationen

Komfort

Einstellungsschritte der Kurbel	5 mm	0.2 inch
Kurbelverstelllänge	100 mm	3.9 inch
Maximale Kurbellänge	180 mm	7.1 inch
Mindest-Kurbellänge	80 mm	3.1 inch

Bestellinfo

Teilenummer: 960804

**Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.*



FOR LIFE | UNDERSTANDING
MOVEMENT & PERFORMANCE

ISO 9001:2016 and ISO 13485:2016

Lode B.V.
Zernikepark 16
9747 AN Groningen
The Netherlands
Tel: +31 50 5712811
Fax: +31 50 5716746
E-mail: ask@lode.nl
Internet: www.lode.nl