

Mobiler Sicherheitsgurt und Fallstopp

Ein Plus an Sicherheit



Highlights

Hohe Standards

Lode ist ein sozial und ökologisch verantwortliches Unternehmen. Alle Lode-Produkte sind RoHS/WEEE-konform. Lode ist ISO 9001:2003, und ISO 13485:2008 zertifiziert. Die medizinischen Produkte sind konform MDD 93/42/EEC einschl. IEC 60601-1.

Sicherheit für alle Benutzer

Das Zubehör ermöglicht Anwendung bei Patienten mit grösseren Umfangmassen

Kupplung mit Notaus

Wenn der Proband fällt, wird das Laufband stoppen

Mobil

Das System kann einfach im Raum umgezogen werden

Komfortable Laufgurt

Der Laufgurt ist sehr komfortable und wird den Laufbewegung nicht behindern



Mobiler Sicherheitsgurt und Fallstopp



Ein Plus an Sicherheit

Geschirr, das an einem mobilen Sicherheitsgerät befestigt werden kann, damit der Proband nicht vom Band fällt. Diese Konstruktion kann auf Rädern über dem Laufband gebracht werden, wenn nötig. Die Vorderräder der Konstruktion können blockiert werden.

Die Höhe des Produkts ist für normale Räume (bis 2,5 m) geeignet. Bei höheren Räumen können Sie Teile für die Höhenanpassung bestellen, um größeren Patienten die Nutzung zu ermöglichen. Dies wird die Höhe mit 18 cm erhöhen. Teilenummer dieser Option ist 932824.

Eigenschaften



Originalzubehör

Zubehör nach den Lode-Qualitätsstandards entworfen und gefertigt



Bequemes Geschirr

Das komfortable Gurtzeug ist speziell für Lode hergestellt, um dem Patienten einen bequemen Einstieg zu ermöglichen. Der Patient wird nicht durch das Kompensationsgewicht belastet, sodass der bequemste Rehabilitationsweg möglich wird. Das Geschirr ist in verschiedenen Größen erhältlich: klein, Standard und extra groß.

Mobiler Sicherheitsgurt und Fallstopp



Ein Plus an Sicherheit

Mobiler Sicherheitsgurt und Fallstopp kann unter anderem mit folgenden Optionen erweitert werden:

Gurt-Fallstopp klein

Geeignet für kleinere Personen



Teilenummer: 458102

Gurt-Fallstopp XL

Geeignet für größere Personen



Teilenummer: 458105

Gurt-Fallstopp XS

Geeignet für kleinere Personen



Teilenummer: 458101

Gurt-Fallstopp groß

Geeignet für größere Personen



Teilenummer: 458104

Gurt-Fallstopp medium

Standardmäßig mit Fallstop geliefert



Teilenummer: 458103

Höhenverstellung
BWSS 18 cm für BWSS /
Mobile Fallstop
Flexibilität für große
Patienten



Teilenummer: 932824

Höhenverstellung
BWSS 36 cm für BWSS /
Mobile Fallstop
Flexibilität für große
Patienten



Teilenummer: 932833

Mobiler Sicherheitsgurt und Fallstopp

Ein Plus an Sicherheit



Spezifikationen

Komfort		
Erlaubtes Probandengewicht	160 kg	352.7 lbs
Maße		
Produktlänge (cm)	160 cm	63 inch
Produktbreite (cm)	150 cm	59.1 inch
Produktbreite (in mm)	146 mm	
Produkthöhe	250 cm	98.4 inch
Produktgewicht	76 kg	167.6 lbs
Innenweite	125 cm	49.2 inch

Bestellinfo

Teilenummer: 932845

**Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.*