

# Sportmedizin



## Ultimative Leistung

Ergometer und Laufbänder, die Sportler und Ärzte bei der Leistungsverbesserung unterstützen



Sportmedizin ist nach der Studie und Praxis auf Grund medizinischer Prinzipien verbunden mit der Wissenschaft des Sports. Lode hat eine spezielle Produktreihe, welches die aktuellen Ansprüche von Topathleten und Ihren Betreuern erfüllt. Alle Geräte sind designed für Topbewegungen und höchste Belastungen: Fahrrad- und Arm Ergometer erreichen 2500 Watt, Laufbänder bis zu 40km/St und verfügen über eine negative Höhenverstellung. Für alle Körperpositionen und Bewegungen sind verschiedenen Ergometer erhältlich. Ausgestattet mit der LEM Software bietet Lode vollständige und moderne sportmedizinische Ergometry Einstellungen.

### Valiant Ultra 300

Ultragrosses Laufband mit einem Laufflach von 300 x 200 cm für verschiedenen Anwendungen. Durch Ihr Zubehör und Optionen zu wählen, können Sie das Laufband nach Ihrem spezifischen Anwendung zusammenstellen. Verfügbar:

- Geschwindigkeit: 0 - 40 km/h / Start Geschwindigkeit und Schritte: 0,1 km/h
- Positive Neigung: 0 - 25% / Negative Neigung: -25 - 0 %
- Sicherheit: Fallstopp, Notaus und Sicherheitsgurt
- Display: 7" Programmierbaren Display
- Geländer: verstellbar und abnehmbar
- Schnittstelle: kann angesteuert werden durch externen EKG- and Lungenfunktionsgeräte und durch ein Lode Software Netzwerk (LEM oder LCRM)













# Sportmedizin

Ultimative Leistung



Lode Sportmedizin Produktpalette besteht aus den folgenden Produkten:

<p><b>Brachumera sport</b></p> <p>Das beste Armergometer der Welt mit der höchsten Last</p>  <p>Armergometer für die Sportmedizin</p>	<p><b>Excalibur sport</b></p> <p>Der Standard in sportmedizinischen Diagnose- und</p>  <p>Schwerlast-sportergometer</p>	<p><b>Excalibur sport mit Pedalkraftmessung</b></p> <p>Der Standard in Sportmedizin mit Pedalkraftmessung.</p>  <p>Schwerlast-Sportergometer</p>	<p><b>Valiant 2 sport</b></p> <p>Robustes und zuverlässiges Laufband für Sportmedizin</p>  <p>Zuverlässiges Laufband mit modernem Design</p>	<p><b>Valiant 2 sport XL</b></p> <p>Robustes und zuverlässiges Laufband für Sportmedizin</p>  <p>Zuverlässiges Laufband mit modernem Design</p>
<p><b>Katana sport 400V</b></p> <p>Einzigartige Lamellentechnologie</p>  <p>Sport-Laufband</p>	<p><b>Katana Sport XL 400V</b></p> <p>XL Sportlaufband mit einzigartigen Lamellentechnologie</p>  <p>Extra Langes Sport-Laufband</p>	<p><b>Valiant Ultra 250</b></p> <p>Multifunktionales robustes und zuverlässiges Laufband</p>  <p>Ultragrosses und zuverlässiges Laufband</p>	<p><b>Valiant Ultra 300</b></p> <p>Multifunktionales robustes und zuverlässiges Laufband</p>  <p>Ultragrosses und zuverlässiges Laufband</p>	<p><b>Valiant Ultra 450</b></p> <p>Multifunktionales robustes und zuverlässiges Laufband</p>  <p>Ultragrosses und zuverlässiges Laufband</p>

## Über Lode

Seit der Entwicklung des ersten elektromagnetischen Fahrradergometers durch Freerk Lode im Jahr 1952 sind Genauigkeit, Zuverlässigkeit und Strapazierfähigkeit zu Grundlagen für unsere weiteren Entwicklungen geworden. Seit wir vor Jahren im Markt der Kardiologie und Lungenfunktion begonnen haben, hat sich Lode BV zu einem Spezialisten für das gesamte Spektrum der medizinischen Ergometrie entwickelt. Lode ist weltweit als Hersteller von qualitativ hochwertigen Ergometern bekannt, und die Marke Lode steht für Präzision, Strapazierfähigkeit und ergonomisches Design. Die Produktpalette von Lode reicht von Fahrradergometern und Laufbändern bis hin zu Sitz-, Arm- und Liegeergometern sowie Ergometrie-Software. Langjährige Erfahrung in der Herstellung von medizinischen Geräten und ständige Weiterentwicklung, um den wechselnden Anforderungen des Marktes gerecht zu werden, machen Lode zu einem flexiblen und zuverlässigen Partner. Gemeinsam können wir Ihre spezifischen Ideen und Wünsche in maßgeschneiderte Produkte umwandeln. Vor dem Verlassen der Fabrik werden alle Lode-Ergometer dynamisch kalibriert, und natürlich werden alle Einheiten unter strengsten Qualitätskontrollen und Bedingungen hergestellt. Lode verfügt über Zertifizierungen nach ISO 9001:2015 und ISO 13485:2016 und erfüllt die EU-Richtlinie für Medizinprodukte 93/42/EWG. Viele Lode Produkte sind FDA registriert. Betrachtet man die Nutzungsdauer sind die Servicekosten als sehr niedrig einzukalkulieren.



