


Bielas deportivas ajustables con rango pediátrico

Original
Quality
Option

Aplicación óptima de la fuerza



Aplicación óptima de la fuerza

Bielas ajustables progresivas especiales para su incorporación en la fábrica de Lode. Rango entre 95-185 mm; longitud mínima de la pierna: 650 mm, se puede montar con pedales con enganche disponibles en el mercado. Se suministrará esta opción en lugar de las bielas convencionales.

Alta exigencia

Lode es responsable desde el punto social y medioambiental. Todos los productos cumplen la norma RoHS/WEE y Lode cuenta con ISO 9001:2015, ISO 13485:2016. Todos los productos médicos cumplen la norma MDD 93/42/EEC incluida la norma IEC 60601-1.



Accesorio original

Accesorio diseñado y fabricado según las normas de calidad de la empresa Lode



Bielas deportivas ajustables con rango pediátrico

Aplicación óptima de la fuerza

Original
Quality
Option

Especificaciones

Confort

Longitud mínima de la pierna del usuario	635 mm	25 inch
Ajuste de la longitud de la biela	90 mm	3.5 inch
Longitud máxima de la biela	185 mm	7.3 inch
Longitud mínima de la biela	95 mm	3.7 inch

Información del pedido

Número de parte: 925808

**Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.*