


# Calapiés (par)


Mayor estabilidad durante el pedaleo

Original  
Quality  
Option



## Mayor estabilidad durante el pedaleo

Un par de calapiés para fijación del pie para permitir un pedaleo reclinado. Estos zapatos de pedal reemplazarán a los pedales estándar del ergómetro. Si desea pedirlos como adicionales al pedal estándar, utilice el número de pieza P917803 en su pedido.



### Multifuncional

El ergómetro se puede usar en varios entornos de ergometría, lo que permite un entorno multifuncional.

### Estabilidad

Dado que los atletas se están volviendo cada vez más potentes y las pruebas más extremas, el ergómetro se ha diseñado para cargas de trabajo altas de hasta 2500 vatios. Incluso los atletas más fuertes y con más potencia experimentarán una base estable y cómoda.

**7  
watt**

### Carga de arranque muy baja

La carga muy baja de 7 vatios y la ajustabilidad en pequeños pasos de 1 vatio hace que este ergómetro sea válido para muchas aplicaciones distintas. La unidad de control muestra múltiples parámetros y usted puede determinar su configuración predeterminada concreta y menú de arranque.



# Calapiés (par)

Mayor estabilidad durante el pedaleo

Original  
Quality  
Option

## Especificaciones

### Confort

Zapato tamaño dentro calapiés EU	32 - 41
Zapato tamaño dentro calapiés US male	1 - 8
Zapato tamaño dentro calapiés US female	1 - 9
Zapato tamaño dentro calapiés UK	12.5 (ch) - 7.5 (ad)

### Dimensiones

Longitud del producto (mm)	240 mm
Anchura del producto (mm)	90 mm

### Información del pedido

Número de parte: 917803

*\*Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.*