

Calapiés extragrandes (par)


Para tamaños de pie grandes

Original
Quality
Option



Para tamaños de pie grandes

Calapiés extragrandes para ergometría reclinada



Multifuncional

El ergómetro se puede usar en varios entornos de ergometría, lo que permite un entorno multifuncional.

**7
watt**

Carga de arranque muy baja

La carga muy baja de 7 vatios y la ajustabilidad en pequeños pasos de 1 vatio hace que este ergómetro sea válido para muchas aplicaciones distintas. La unidad de control muestra múltiples parámetros y usted puede determinar su configuración predeterminada concreta y menú de arranque.

Estabilidad

Dado que los atletas se están volviendo cada vez más potentes y las pruebas más extremas, el ergómetro se ha diseñado para cargas de trabajo altas de hasta 2500 vatios. Incluso los atletas más fuertes y con más potencia experimentarán una base estable y cómoda.



Calapiés extragrandes (par)

Para tamaños de pie grandes

Original
Quality
Option

Especificaciones

Confort

Zapato tamaño dentro calapiés EU	42 - 48
Zapato tamaño dentro calapiés US male	8.5 - 13.5
Zapato tamaño dentro calapiés US female	9.5 - 13
Zapato tamaño dentro calapiés UK	8 - 13

Dimensiones

Longitud del producto (mm)	320 mm
Anchura del producto (mm)	110 mm

Información del pedido

Número de parte: 917834

**Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.*