

# Pasamanos, laterales - Ajustables, pediátricos para Valiant 2 (amarillos)

Original  
Quality  
Option

Adaptar su cinta a los niños



Adaptar su cinta a los niños

Barras laterales ajustables, diseñadas especialmente para los niños. Válido para cintas con una superficie de paseo de 50 x 150 o 60 x 170 cm.

## Fácil de manejar

Para los productos de Lode, esto significa: - fácil de conectar - fácil de desplazar - interfaz de usuario sencilla



### Accesorio original

Accesorio diseñado y fabricado según las normas de calidad de la empresa Lode

## Especificaciones

Confort		
Rango de ajuste de la altura	600 - 763 mm	
Rango de ajuste de la anchura	440 - 675 mm	17.3 kJ
Dimensiones		
Peso del equipo	37 kg	81.6 lbs

### Información del pedido

Número de parte: 938812

\*Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.