

# Pantalla en color de 3,5" - 2ª pantalla

Original  
Quality  
Option

Multifuncionalidad



## Multifuncionalidad

La pantalla se puede usar sobre una cinta o ergómetro para mostrar los datos relevantes. La lectura se puede realizar en 15 idiomas. Para una cinta: velocidad real, elevación real, tiempo de la prueba y frecuencia cardíaca (si procede) Para un ergómetro: RPM real, potencia real, tiempo y frecuencia cardíaca (si procede) La pantalla en color como segunda pantalla solo se puede pedir junto con una unidad de control (programable) de 7 pulgadas. Como pantalla única, elija el número de referencia 945810.

## Multifuncional

La cinta se puede usar en distintos ámbitos de la ergometría, como la cardiología, la función pulmonar, la rehabilitación, la medicina deportiva y la fisioterapia, como unidad independiente o controlada por otro dispositivo.

## Fácil de manejar

Para los productos de Lode, esto significa: - fácil de conectar - fácil de desplazar - interfaz de usuario sencilla

## Alta exigencia

Lode es responsable desde el punto social y medioambiental. Todos los productos cumplen la norma RoHS/WEE y Lode cuenta con ISO 9001:2015, ISO 13485:2016. Todos los productos médicos cumplen la norma MDD 93/42/EEC incluida la norma IEC 60601-1.



## Interfaz versátil

Los distintos protocolos de interfaz garantizan una comunicación perfecta con todos los equipos conocidos de ECG y espirometría.



## Diseño robusto

El producto se ha diseñado para soportar un uso continuado por parte de sujetos de todos los pesos y estaturas.



## Accesorio original

Accesorio diseñado y fabricado según las normas de calidad de la empresa Lode



# Pantalla en color de 3,5" - 2ª pantalla

Original  
Quality  
Option

Multifuncionalidad

## Especificaciones

### Interfaz de usuario

Interfaz de usuario en inglés	✓	
Interfaz de usuario china	✓	
Interfaz de usuario croata	✓	
Interfaz de usuario en checo	✓	
Interfaz de usuario en danés	✓	
Interfaz de usuario en holandés	✓	
Interfaz de usuario en finés	✓	
Interfaz de usuario en francés	✓	
Interfaz de usuario en alemán	✓	
Interfaz de usuario griega	✓	
Interfaz de usuario húngara	✓	
Interfaz de usuario en italiano	✓	
Interfaz de usuario en japonés	✓	
Interfaz de usuario en coreano	✓	
Interfaz de usuario de Letonia	✓	
Interfaz de usuario lituana	✓	
Interfaz de usuario en noruego	✓	
Interfaz de usuario en polaco	✓	
Interfaz de usuario en portugués	✓	
Interfaz de usuario rumana	✓	
Interfaz de usuario en ruso	✓	
Interfaz de usuario en español	✓	
Interfaz de usuario sueca	✓	
Interfaz de usuario en turco	✓	
Interfaz de usuario en ucraniano	✓	
Lectura del ángulo	✓	
Lectura de la distancia	✓	
Lectura de la velocidad	✓	
Lectura de la frecuencia cardíaca	✓	
Lectura del tiempo	✓	
Lectura del modo	✓	
Tamaño de la pantalla (diagonal)	8.9 cm	3.5 inch

### Información del pedido

Número de parte: 945819

*\*Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.*