

# Carrito de almacenaje para ergómetro y cojines

Versátil y compacto

Original  
Quality  
Option



## Versátil y compacto

Con este accesorio, usted puede transformar su Angio imaging con apoyo para el esfuerzo para el Ultrasonido de forma temporal en una mesita para el paciente. Es útil en espacios en los que tienen lugar tanto ecocardiografías como otras actividades de diagnóstico.



## Camilla cómoda para el paciente

- camilla blanda - subida sencilla - incluye rollo para cubrir la camilla - reposacabezas - asas



Accesorio original

Accesorio diseñado y fabricado según las normas de calidad de la empresa Lode



# Carrito de almacenaje para ergómetro y cojines

Versátil y compacto

Original  
Quality  
Option

## Especificaciones

### Dimensiones

Longitud del equipo (cm)	69 cm	27.2 inch
Anchura del equipo (cm)	85 cm	33.5 inch
Altura del equipo	62 cm	24.4 inch
Peso del equipo	24 kg	52.9 lbs

### Información del pedido

Número de parte: 917818

*\*Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.*