

Unidad de control con pantalla táctil de 7" para cinta pedida de forma complementaria



Multifuncionalidad



pueden visualizar distintos parámetros: - ángulo real y objetivo; - velocidad real y objetivo; - distancia; - tiempo; - energía; - modo; - altura; - frecuencia cardíaca (solo disponible junto con la opción de FC); - MPS (solo junto con la opción de MPS); - SpO2 (solo disponible junto con la opción de SpO2).

Multifuncional

La cinta se puede usar en distintos ámbitos de la ergometría, como la cardiología, la función pulmonar, la rehabilitación, la medicina deportiva y la fisioterapia, como unidad independiente o controlada por otro dispositivo.

Fácil de manejar

Para los productos de Lode, esto significa: - fácil de conectar - fácil de desplazar - interfaz de usuario sencilla

Alta exigencia

Lode es responsable desde el punto social y medioambiental. Todos los productos cumplen la norma RoHS/WEE y Lode cuenta con ISO 9001:2015, ISO 13485:2016. Todos los productos médicos cumplen la norma MDD 93/42/EEC incluida la norma IEC 60601-1.

0.1
km/h

Pasos para pequeños ajustes

La velocidad de la cinta se puede ajustar con pequeños pasos de solo 0,1 km/h.



Accesorio original

Accesorio diseñado y fabricado según las normas de calidad de la empresa Lode



Interfaz versátil

Los distintos protocolos de interfaz garantizan una comunicación perfecta con todos los equipos conocidos de ECG y espirometría.



Diseño robusto

El producto se ha diseñado para soportar un uso continuado por parte de sujetos de todos los pesos y estaturas.

Especificaciones



Unidad de control con pantalla táctil de 7" para cinta pedida de forma complementaria

Original
Quality
Option

Multifuncionalidad

Interfaz de usuario en francés	✓
Interfaz de usuario en alemán	✓
Interfaz de usuario griega	✓
Interfaz de usuario húngara	✓
Interfaz de usuario en italiano	✓
Interfaz de usuario en japonés	✓
Interfaz de usuario en coreano	✓
Interfaz de usuario de Letonia	✓
Interfaz de usuario lituana	✓
Interfaz de usuario en noruego	✓
Interfaz de usuario en polaco	✓
Interfaz de usuario en portugués	✓
Interfaz de usuario rumana	✓
Interfaz de usuario en ruso	✓
Interfaz de usuario en español	✓
Interfaz de usuario sueca	✓
Interfaz de usuario en turco	✓
Interfaz de usuario en ucraniano	✓
Lectura del ángulo	✓
Lectura del ángulo objetivo	✓
Lectura de la distancia	✓
Lectura de la velocidad	✓
Lectura de la velocidad objetivo	✓
Lectura de la frecuencia cardíaca	✓
Lectura de la energía	✓
Lectura del tiempo	✓
Lectura del modo	✓
Lectura de la altura	✓
Lectura BPM	✓
Lectura de la SpO2	✓
Modo de funcionamiento manual	✓
Modo de funcionamiento del inicio rápido	✓

Profundidad del producto (cm)	10 cm	3.9 inch
Longitud del equipo (cm)	24 cm	9.4 inch
Anchura del equipo (cm)	18 cm	7.1 inch

Información del pedido

Número de parte: P945814

**Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.*