

# Control remoto para cinta

Fácil de usar

Original  
Quality  
Option



## Fácil de usar

Control remoto para cintas de Lode. Se puede usar para controlar la velocidad y elevación, así como para iniciar y detener la cinta. Nota: solo se puede pedir en fábrica junto con 945814 o 945815.

## Fácil de manejar

Para los productos de Lode, esto significa: - fácil de conectar - fácil de desplazar - interfaz de usuario sencilla

## Alta exigencia

Lode es responsable desde el punto social y medioambiental. Todos los productos cumplen la norma RoHS/WEE y Lode cuenta con ISO 9001:2015, ISO 13485:2016. Todos los productos médicos cumplen la norma MDD 93/42/EEC incluida la norma IEC 60601-1.

## Multifuncional

La cinta se puede usar en distintos ámbitos de la ergometría, como la cardiología, la función pulmonar, la rehabilitación, la medicina deportiva y la fisioterapia, como unidad independiente o controlada por otro dispositivo.



## Accesorio original

Accesorio diseñado y fabricado según las normas de calidad de la empresa Lode



# Control remoto para cinta

Fácil de usar

Original  
Quality  
Option

## Especificaciones

### Dimensiones

Longitud del cable	2990 mm	117.7 inch
Altura del producto (mm)	25 mm	
Longitud del producto (mm)	100 mm	
Anchura del producto (mm)	47 mm	
Peso del equipo	0.210 kg	0.5 lbs

### Información del pedido

Número de parte: 945831

*\*Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.*