

Eje del sillín acortado

Mayor flexibilidad para las personas más pequeñas

Original
Quality
Option



Mayor flexibilidad para las personas más pequeñas

Con el eje del sillín acortado, el sillín del ergómetro se puede ajustar a la posición más baja posible. El sillín se puede ajustar en un rango de 452 - 775 mm. La longitud mínima de la pierna (con pedales convencionales) es de 622 mm y con bielas ajustables 532 mm. La altura mínima del sillín es de 452 mm. N.B.: esta opción no se puede combinar con la altura del sillín ajustable eléctricamente (960810)



Multifuncional

El ergómetro se puede usar en varios entornos de ergometría, lo que permite un entorno multifuncional.

Alta exigencia

Lode es responsable desde el punto social y medioambiental. Todos los productos cumplen la norma RoHS/WEE y Lode cuenta con ISO 9001:2015, ISO 13485:2016. Todos los productos médicos cumplen la norma MDD 93/42/EEC incluida la norma IEC 60601-1.



Accesorio original

Accesorio diseñado y fabricado según las normas de calidad de la empresa Lode



Eje del sillín acortado

Mayor flexibilidad para las personas más pequeñas

Original
Quality
Option

Especificaciones

Confort

Longitud mínima de la pierna incl. pedales ajust-

532 mm

20.9 inch

Información del pedido

Número de parte: 960806

**Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.*



FOR LIFE | UNDERSTANDING
MOVEMENT & PERFORMANCE

ISO 9001:2016 and ISO 13485:2016

Lode B.V.
Zernikepark 16
9747 AN Groningen
The Netherlands
Tel: +31 50 5712811
Fax: +31 50 5716746
E-mail: ask@lode.nl
Internet: www.lode.nl