

# Eje del sillín acortado

Mayor flexibilidad para las personas más pequeñas

Original  
Quality  
Option



## Mayor flexibilidad para las personas más pequeñas

Con el eje del sillín acortado, el sillín del ergómetro se puede ajustar a la posición más baja posible. El sillín se puede ajustar en un rango de 452 - 775 mm. La longitud mínima de la pierna (con pedales convencionales) es de 622 mm y con bielas ajustables 532 mm. La altura mínima del sillín es de 452 mm. N.B.: esta opción no se puede combinar con la altura del sillín ajustable eléctricamente (960810)



### Multifuncional

El ergómetro se puede usar en varios entornos de ergometría, lo que permite un entorno multifuncional.

### Alta exigencia

Lode es responsable desde el punto social y medioambiental. Todos los productos cumplen la norma RoHS/WEE y Lode cuenta con ISO 9001:2015, ISO 13485:2016. Todos los productos médicos cumplen la norma MDD 93/42/EEC incluida la norma IEC 60601-1.



### Accesorio original

Accesorio diseñado y fabricado según las normas de calidad de la empresa Lode



# Eje del sillín acortado

Mayor flexibilidad para las personas más pequeñas

Original  
Quality  
Option

## Especificaciones

### Confort

Longitud mínima de la pierna incl. pedales ajust-

532 mm

20.9 inch

### Información del pedido

Número de parte: 960806

*\*Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.*