

Aceleración y desaceleración ajustable para Katana y Ultra

Original
Quality
Option

Flexibilidad en el ejercicio



Flexibilidad en el ejercicio

Esta opción hace posible ajustar la velocidad de la aceleración (y desaceleración) de las cintas Katana y Ultra. La aceleración convencional se configura en 6 segundos por 10 km. Esta opción hace posible configurar el valor entre 1 y 24 segundos por 10 km.

Aceleración suave

Todas las cintas cuentan con una aceleración suave desde 0 km/h hasta la velocidad de arranque.

Multifuncional

La cinta se puede usar en distintos ámbitos de la ergometría, como la cardiología, la función pulmonar, la rehabilitación, la medicina deportiva y la fisioterapia, como unidad independiente o controlada por otro dispositivo.

Alta exigencia

Lode es responsable desde el punto social y medioambiental. Todos los productos cumplen la norma RoHS/WEE y Lode cuenta con ISO 9001:2015, ISO 13485:2016. Todos los productos médicos cumplen la norma MDD 93/42/EEC incluida la norma IEC 60601-1.



Poco ruido

Las elecciones de materiales, los componentes refinados y las técnicas de fabricación precisa conllevan un bajo nivel de ruido.

0.1
km/h

Pasos para pequeños ajustes

La velocidad de la cinta se puede ajustar con pequeños pasos de solo 0,1 km/h.



Aceleración y desaceleración ajustable para Katana y Ultra

Flexibilidad en el ejercicio

Original
Quality
Option

Especificaciones

Carga de trabajo

Pasos para ajustes de velocidad

0.1 km/h

0.1 mph

Información del pedido

Número de parte: 945847

**Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.*