

# Bluetooth Frecuencia cardiaca

Banda de pulso cardíaco. Disponible en una amplia gama

Original  
Quality  
Option



## Banda de pulso cardíaco. Disponible en una amplia gama

Esta opción proporciona la frecuencia cardíaca en latidos por minuto en la pantalla de la unidad de control y ofrece la posibilidad de realizar pruebas o ejercicios controlados con frecuencia cardíaca en todos los modelos de caminadora y ergómetros. Gracias al bluetooth, la frecuencia cardíaca se puede recibir a larga distancia, hasta 10 metros, sin interferencias. La persona de prueba usa un cinturón con un sensor. Solo puede pedirse en combinación con las unidades de control (programables) con pantalla táctil (945814/5 y 945834/5). Esta opción incluye 1 cinturón. Tenga en cuenta que esta opción NO es adecuada para activar la medición de la presión arterial. Si desea medir la FC en combinación con la BP, puede usar la señal de FC del paquete personalizado (# 945888). La opción Bluetooth HR no es posible entonces.

### Alta exigencia

Lode es responsable desde el punto social y medioambiental. Todos los productos cumplen la norma RoHS/WEE y Lode cuenta con ISO 9001:2015, ISO 13485:2016. Todos los productos médicos cumplen la norma MDD 93/42/EEC incluida la norma IEC 60601-1.

### Fácil de manejar

Para los productos de Lode, esto significa: - fácil de conectar - fácil de desplazar - interfaz de usuario sencilla

### Libertad de movimiento

El sujeto de prueba se puede mover con libertad sin obstáculos del sistema



### Accesorio original

Accesorio diseñado y fabricado según las normas de calidad de la empresa Lode



### Conectividad por Bluetooth

La conectividad por Bluetooth permite una conectividad segura de corto y medio alcance de los periféricos



# Bluetooth Frecuencia cardiaca

Banda de pulso cardíaco. Disponible en una amplia gama

Original  
Quality  
Option

## Especificaciones

### Precisión

Frecuencia cardíaca máxima	240 bpm
Frecuencia cardíaca mínima	15 bpm

### Requisitos mínimos del sistema

Distancia máxima desde el receptor	1000 cm
------------------------------------	---------

### Información del pedido

Número de parte: 945833

*\*Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.*



**FOR LIFE** | UNDERSTANDING  
MOVEMENT & PERFORMANCE

ISO 9001:2016 and ISO 13485:2016

Lode B.V.  
Zernikepark 16  
9747 AN Groningen  
The Netherlands  
Tel: +31 50 5712811  
Fax: +31 50 5716746  
E-mail: ask@lode.nl  
Internet: www.lode.nl