

Bielas ajustables Modelo 2020 (disponible desde febrero de 2020)

Original
Quality
Option

Aplicación óptima de la fuerza



Aplicación óptima de la fuerza

Ajustabilidad de las bielas para permitir una aplicación óptima de la fuerza con diferentes longitudes de extremidades. Las bielas se pueden ajustar en un rango de 80 a 180 mm, en pasos de 5 mm. Se suministrará esta opción en lugar de las bielas convencionales.



Multifuncional

El ergómetro se puede usar en varios entornos de ergometría, lo que permite un entorno multifuncional.

Alta exigencia

Lode es responsable desde el punto social y medioambiental. Todos los productos cumplen la norma RoHS/WEE y Lode cuenta con ISO 9001:2015, ISO 13485:2016. Todos los productos médicos cumplen la norma MDD 93/42/EEC incluida la norma IEC 60601-1.



Accesorio original

Accesorio diseñado y fabricado según las normas de calidad de la empresa Lode



Bielas ajustables Modelo 2020 (disponible desde febrero de 2020)

Original
Quality
Option

Aplicación óptima de la fuerza

Pasos para ajustes de la biela	5 mm	0.2 inch
Ajuste de la longitud de la biela	100 mm	3.9 inch
Longitud máxima de la biela	180 mm	7.1 inch
Longitud mínima de la biela	80 mm	3.1 inch

Información del pedido

Número de parte: 960804

**Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.*