



Highlights





Features



7
watt




1
watt





can a.o be extended with the following options:



Partnumber: 918825



Specifications

Carga de trabajo

Carga mínima	5 W
Pico máximo de carga	100 W
Incrementos de carga mínima	1 W
Control de carga de trabajo hiperbólica	✓
Control de carga de trabajo lineal	✓
Control de carga de trabajo de par fijo	✓
RPM máximas de carga constante independiente	60 rpm
RPM mínimas de carga constante independiente	5 rpm

Calibración dinámica

Exactitud

Precisión de la carga de trabajo a menos de 100 W	3 W
Precisión de la carga de trabajo de 100 a 500 W	3 %

Interfaz de usuario

Modo de ajuste

Conectividad

Dimensiones

Longitud del producto (cm)	135 cm	53.1 inch
Ancho del producto (cm)	50 cm	19.7 inch
Altura del producto	50 cm	19.7 inch
Peso del producto	47 kg	103.6 lbs

Requisitos de energía

115 V AC 50/60 Hz (130 VA)	✓
230 V AC 50/60 Hz (130 VA)	✓

Estándares y seguridad

IEC 60601-1:2005	✓
------------------	---

Cumplimiento ISO 9001:2008

Certificación

CE clase Im de acuerdo a MDD93/42/EEC	✓
CB de acuerdo al IECEE	✓

Order info

Partnumber: 937902

*Specifications are subject to change without notice.