

Cinturón de seguridad móvil y parada por caída



Seguridad extra



Reflejos

Alta exigencia

Lode es responsable desde el punto social y medioambiental. Todos los productos cumplen la norma RoHS/WEE y Lode cuenta con ISO 9001:2015, ISO 13485:2016. Todos los productos médicos cumplen la norma MDD 93/42/EEC incluida la norma IEC 60601-1.

Seguridad para todos los usuarios

El accesorio permite que se use el cordón de seguridad en sujetos / pacientes con un mayor diámetro de cintura

Conexión con parada de emergencia

Cuando el sujeto de prueba se cae, la cinta se detiene

Móvil

El sistema se puede mover con facilidad

Arnés cómodo

El arnés es muy cómodo y no dificulta el movimiento de carrera natural



Cinturón de seguridad móvil y parada por caída



Seguridad extra

Arnés que puede adjuntarse al dispositivo de seguridad móvil que evita que el sujeto de prueba se caiga en el tapiz. Esta estructura sobre ruedas se puede colocar sobre la cinta cuando sea necesario. Las ruedas delanteras de la estructura se pueden bloquear.

La altura del producto es adecuada para habitaciones normales (desde 2,5 m). Para habitaciones más altas, puede plantearse pedir piezas de ajuste de la altura para permitir que la usen pacientes más altos. La altura aumentaría en 18 cm. El número de referencia de esta opción es el 932824.

Características



Accesorio original

Accesorio diseñado y fabricado según las normas de calidad de la empresa Lode



Arnés cómodo

El arnés se ha fabricado en particular para Lode para garantizar una adaptación cómoda al paciente. No se sobrecargará al paciente con el peso de compensación, lo que permite la forma de rehabilitación más cómoda. El arnés está disponible en varios tamaños: pequeño, normal y extragrande.



FOR LIFE | UNDERSTANDING
MOVEMENT & PERFORMANCE

Cinturón de seguridad móvil y parada por caída



Seguridad extra

Cinturón de seguridad móvil y parada por caída can a.o be extended with the following options:

Arnés pequeño para parada por caída

Válido para personas de baja estatura



Número de parte:

Arnés XL para parada por caída

Válido para personas altas



Número de parte:

Arnés XS para parada por caída

Válido para niños



Número de parte:

Arnés grande para parada por caída

Válido para personas altas



Número de parte:

Arnés mediano para parada por caída

Se suministra con parada por caída



Número de parte:

Ajuste de la altura 18 cm para BWSS / Parada por caída móvil
Flexibilidad para todos los pacientes



Número de parte:

Ajuste de la altura 36 cm para BWSS / Parada por caída móvil
Flexibilidad para todos los pacientes



Número de parte:

Cinturón de seguridad móvil y parada por caída



Seguridad extra

Especificaciones

Comodidad

Peso permitido del usuario 160 kg 352.7 lbs

Dimensiones

Longitud del producto (cm) 160 cm 63 inch

Anchura del producto (cm) 150 cm 59.1 inch

Anchura del producto (mm) 146 mm

Altura del producto 250 cm 98.4 inch

Peso del producto 76 kg 167.6 lbs

Anchura interna 125 cm 49.2 inch

Información del pedido

Número de parte: 932845

**Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.*