



Corival cpet

El corival es uno de los ergómetros más populares en todo el mundo. La carga de arranque baja de 7 vatios es de primera clase. El corival CPET es estándar suministrado con un módulo de comunicación y puede por consiguiente ser controlado fácilmente por todo el estrés conocido ECG y dispositivos pulmonares en el mundo. La carga de trabajo, la RPM y el tiempo pueden ser lectura de la pantalla en color de 3,5 ". El corival tiene un mecanismo de frenado electro-magnético de la corriente de Foucault. La ventaja más grande de este sistema es la exactitud que es uno de los principios más importantes de la veta. Con este ergómetro, las pruebas de esfuerzo realizadas son fiables y reproducibles. La carga de trabajo es ajustable en un rango de 7 a 1000 vatios. El paso de ultralow permite el acceso fácil al ergómetro y el último diseño garantiza una posición ergonómica perfecta. Además, el nivel de ruido se reduce al mínimo.








Lode product range consists of the following products:

Corival cpet

Puede ser controlado por todo el ECG estándar y Spirometrieeräten



Ergómetro moderno



About Lode

